

## エンタープライズ 窒素パージステージ

当社 エンタープライズ 窒素パージステージは ヒータ付き、透過タイプ、吸着ステージ、の三種類を、用意いたしています。 その他、お客様のご要望に沿い特注も致しますので、お気軽にご相談ください。

### 1 エンタープライズ ヒータ付き

窒素パージ内ステージにヒータを設置し、室温から300℃まで温度コントロール出来ます。



温度コントロール範囲	室温～300℃
設置サンプルサイズ	Φ65×0.5 t mm
ウィンドー	石英 Φ100×0.65tmm
バルブ	ご用意ください (推奨 6LVV-DP RS4)

### 2 エンタープライズ 透過タイプ

上底面が石英ガラスを設置し 透過してサンプルを確認することができます。

設置サンプルサイズ	Φ100×1tmm
	上面ウィンドーとの隙間が1.2mmですので1mm以下 推奨0.6tmm

### 3 エンタープライズ 吸着タイプ

サンプル設置ステージに、平坦度の出た多孔質セラミックを使用し、サンプルを吸着できます。

設置サンプルサイズ	Φ100×1tmm
	上面ウィンドーとの隙間が1.2mmですので1mm以下 推奨0.6tmm